


Elt. Störmeldung
zur GLT
3 x 2 x 0,5 mm²

Elt. Einspeisung
230 V AC
3 x 1,5 mm²

Greggersen
Ventus Basic
1 bis 3-fach



370
Abmessung Unterputzrahmen
Tiefe 72 mm

1400

OKF
▽

Greggersen Service GmbH
Medizinische Gasversorgung
Industriestraße West 4, 63808 Haibach www.greggersen-service.de



Zeichnungsinhalt:
Einbausituation ETAK 1 bis 3-fach

Datum: 05.10.2020	Maßstab: 1 : 10	Zeichnungsnummer: GS_M_ETAK	Index: .	Projekt-Nr. -
----------------------	--------------------	--------------------------------	-------------	------------------